



Janvier



Février



Mars



Avril



Mai



Juin



Juillet



Août



Septembre



Octobre



Novembre



Décembre

"AIMEZ-VOUS LES UNS SUR LES AUTRES" (J. Prévert)
En amour, faites comme vous voulez, mais protégez-vous.

Une initiative :



En partenariat avec



La Mutuelle des Étudiants - LMDE : mutuelle n° 431 791 672, soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité. 06089-Ne pas jeter sur la voie publique.
 SSL Healthcare France SAS - RCS Nanterre B 592 054 829 - Visa n°15PR040206

MARCHE DES FIERTES LGBT 2006

Le collectif Démocratie & Courage !, la LMDE, Sida Info Service et Léo Lagrange, en partenariat avec DUREX, s'engagent
CONTRE les discriminations homophobes et
POUR la prévention des conduites à risques
en milieu jeune et étudiant.

QUIZZ

La vaseline est compatible avec le latex

~~VRAI~~ FAUX

Le gel intime lubrifiant améliore les sensations des partenaires

VRAI ~~FAUX~~

Le gel intime lubrifiant permet de prolonger les préliminaires et d'inventer de nouvelles caresses

VRAI ~~FAUX~~

GEL LUBRIFIANT

Mode d'emploi pour que ça glisse tout seul !

Le gel lubrifiant s'utilise avant la pénétration, en déposant celui-ci à l'entrée de l'orifice à pénétrer ou s'applique directement sur le préservatif déroulé sur le pénis en érection. Il est rappelé l'intérêt des préservatifs dans la prévention du VIH/Sida et des IST.

Le gel Durex Play à effet chauffant, diffusé à l'occasion de cette Marche, est à base d'eau et compatible avec tous les préservatifs. Durex Play n'est pas un contraceptif et ne contient pas de spermicide. Vous pouvez facilement le rincer à l'eau. Evitez le contact avec les yeux. En cas d'irritation, de gêne ou si l'utilisation d'un gel lubrifiant est nécessaire tout le temps, consultez votre médecin. A conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.



CE 0086